

**Kodierte Zusatzziffern für OPS-Kodes, die einen Frakturzuschlag erhalten**

kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85503	5-790.06	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal	31133	67,24
85503	5-790.09	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Ulna distal	31133	67,24
85503	5-790.0a	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale	31133	67,24
85503	5-790.0b	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-790.0c	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-790.0q	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-790.0r	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal	31134	89,21
85503	5-790.0u	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsale	31133	67,24
85503	5-790.0v	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-790.0w	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß	31133	67,24
85503	5-790.10	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula	31133	67,24
85503	5-790.11	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal	31133	67,24
85503	5-790.13	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal	31133	67,24
85503	5-790.14	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal	31133	67,24
85503	5-790.15	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft	31133	67,24
85503	5-790.16	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal	31133	67,24
85503	5-790.17	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal	31133	67,24
85503	5-790.18	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft	31133	67,24
85502	5-790.19	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal	31132	45,20
85502	5-790.1a	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale	31132	45,20
85502	5-790.1b	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale	31132	45,20
85502	5-790.1c	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand	31132	45,20
85503	5-790.1q	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft	31133	67,24
85503	5-790.1r	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal	31133	67,24
85502	5-790.1v	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale	31132	45,20
85502	5-790.1w	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß	31132	45,20
85503	5-790.20	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula	31133	67,24
85504	5-790.24	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal	31134	89,21
85504	5-790.25	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft	31134	89,21
85503	5-790.26	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal	31133	67,24
85504	5-790.27	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal	31134	89,21
85504	5-790.28	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft	31134	89,21
85503	5-790.29	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal	31133	67,24
85503	5-790.2b	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-790.2c	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand	31133	67,24

kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85504	5-790.2p	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula proximal	31134	89,21
85504	5-790.2q	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-790.2r	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal	31134	89,21
85503	5-790.2v	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-790.2w	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-790.64	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius proximal	31134	89,21
85504	5-790.65	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiuschaft	31134	89,21
85503	5-790.66	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal	31133	67,24
85504	5-790.67	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna proximal	31134	89,21
85504	5-790.68	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulnaschaft	31134	89,21
85503	5-790.69	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal	31133	67,24
85503	5-790.6a	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Karpale	31133	67,24
85503	5-790.6b	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-790.6c	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand	31133	67,24
85503	5-790.6v	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale	31133	67,24
85505	5-790.94	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radius proximal	31135	134,51
85505	5-790.95	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radiuschaft	31135	134,51
85504	5-790.96	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radius distal	31134	89,21
85505	5-790.97	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulna proximal	31135	134,51
85505	5-790.98	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulnaschaft	31135	134,51
85504	5-790.99	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulna distal	31134	89,21
85505	5-790.9a	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Karpale	31135	134,51
85503	5-790.9b	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-790.9c	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-790.9q	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-790.9r	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Fibula distal	31134	89,21
85503	5-790.9v	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-790.9w	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-790.m5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Radiuschaft	31134	89,21
85503	5-790.m6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Radius distal	31133	67,24
85504	5-790.m8	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Ulnaschaft	31134	89,21
85503	5-790.m9	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Ulna distal	31133	67,24
85503	5-790.mb	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Metakarpale	31133	67,24
85504	5-791.0q	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-791.1q	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-791.2q	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-791.9q	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Fibulaschaft	31134	89,21
85503	5-791.gq	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft	31133	67,24

kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85504	5-791.kq	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft	31134	89,21
85504	5-793.14	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal	31134	89,21
85503	5-793.16	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal	31133	67,24
85503	5-793.1r	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal	31133	67,24
85504	5-793.24	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal	31134	89,21
85503	5-793.26	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal	31133	67,24
85504	5-793.66	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal	31134	89,21
85504	5-793.69	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-793.86	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Radius distal	31134	89,21
85504	5-793.89	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-793.96	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Radius distal	31134	89,21
85504	5-793.99	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Ulna distal	31134	89,21
85503	5-793.h6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Radius distal	31133	67,24
85503	5-793.h7	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Ulna proximal	31133	67,24
85503	5-793.h9	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Ulna distal	31133	67,24
85504	5-793.m6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Radius distal	31134	89,21
85504	5-793.m9	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-793.n6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Radius distal	31134	89,21
85504	5-793.n9	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Ulna distal	31134	89,21
85505	5-794.04	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal	31135	134,51
85505	5-794.06	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal	31135	134,51
85504	5-794.09	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal	31134	89,21
85505	5-794.14	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal	31135	134,51
85505	5-794.16	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal	31135	134,51
85504	5-794.19	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-794.29	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-794.56	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal	31134	89,21
85504	5-794.k9	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal	31134	89,21
85504	5-794.m6	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Radius distal	31134	89,21
85504	5-794.n6	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Radius distal	31134	89,21
85504	5-795.10	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula	31134	89,21
85503	5-795.1a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale	31133	67,24
85503	5-795.1b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale	31133	67,24
85502	5-795.1c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand	31132	45,20
85503	5-795.1u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale	31133	67,24
85503	5-795.1v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale	31133	67,24
85502	5-795.1w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß	31132	45,20
85504	5-795.20	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula	31134	89,21
85503	5-795.2a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale	31133	67,24
85502	5-795.2b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale	31132	45,20
85502	5-795.2c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand	31132	45,20



kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85503	5-795.2u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale	31133	67,24
85502	5-795.2v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale	31132	45,20
85502	5-795.2w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß	31132	45,20
85504	5-795.30	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula	31134	89,21
85504	5-795.3a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale	31134	89,21
85503	5-795.3b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-795.3c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-795.3u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Tarsale	31134	89,21
85503	5-795.3v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-795.3w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Fuß	31133	67,24
85503	5-795.4a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Karpale	31133	67,24
85503	5-795.4b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-795.4c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand	31133	67,24
85503	5-795.4u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Tarsale	31133	67,24
85503	5-795.4w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-795.5a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Karpale	31134	89,21
85503	5-795.5b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-795.5c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-795.5u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tarsale	31134	89,21
85503	5-795.5v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-795.5w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-795.6a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Karpale	31134	89,21
85503	5-795.6b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-795.6c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-795.6u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Tarsale	31134	89,21
85503	5-795.6v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-795.6w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-795.8a	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Karpale	31134	89,21
85503	5-795.8b	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-795.8c	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-795.8u	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Tarsale	31134	89,21
85503	5-795.8v	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-795.8w	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Phalangen Fuß	31133	67,24
85503	5-795.eu	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch (Blount-)Klammern: Tarsale	31133	67,24
85503	5-795.g0	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula	31133	67,24
85503	5-795.ha	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Karpale	31133	67,24
85502	5-795.hb	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metakarpale	31132	45,20
85502	5-795.hc	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand	31132	45,20
85503	5-795.hu	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Tarsale	31133	67,24
85502	5-795.hv	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metatarsale	31132	45,20
85502	5-795.hw	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß	31132	45,20
85504	5-795.k0	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula	31134	89,21
85503	5-795.ka	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Karpale	31133	67,24
85503	5-795.kb	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale	31133	67,24
85502	5-795.kc	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand	31132	45,20
85503	5-795.ku	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale	31133	67,24

kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85502	5-795.kv	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale	31132	45,20
85502	5-795.kw	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Fuß	31132	45,20
85503	5-795.ma	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Ringfixateur: Karpale	31133	67,24
85503	5-795.mu	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Ringfixateur: Tarsale	31133	67,24
85504	5-796.0a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale	31134	89,21
85504	5-796.0b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale	31134	89,21
85503	5-796.0c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-796.0u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale	31134	89,21
85504	5-796.0v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale	31134	89,21
85503	5-796.0w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-796.10	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula	31134	89,21
85504	5-796.1a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale	31134	89,21
85503	5-796.1b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-796.1c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-796.1u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale	31134	89,21
85503	5-796.1v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-796.1w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-796.2a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale	31134	89,21
85504	5-796.2b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale	31134	89,21
85504	5-796.2c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand	31134	89,21
85504	5-796.2u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Tarsale	31134	89,21
85504	5-796.2v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale	31134	89,21
85504	5-796.2w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Fuß	31134	89,21
85503	5-796.3a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Karpale	31133	67,24
85503	5-796.3b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-796.3c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand	31133	67,24
85503	5-796.3u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Tarsale	31133	67,24
85503	5-796.3v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-796.3w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-796.4a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Karpale	31134	89,21
85503	5-796.4b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-796.4c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-796.4u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tarsale	31134	89,21
85503	5-796.4v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-796.4w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Fuß	31133	67,24
85504	5-796.5a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Karpale	31134	89,21
85503	5-796.5b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-796.5c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-796.5u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Tarsale	31134	89,21
85503	5-796.5v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-796.5w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Phalangen Fuß	31133	67,24
85505	5-796.6a	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Karpale	31135	134,51
85505	5-796.6b	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Metakarpale	31135	134,51
85504	5-796.6c	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Phalangen Hand	31134	89,21

kodierte Zusatznummer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85505	5-796.6u	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Tarsale	31135	134,51
85505	5-796.6v	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Metatarsale	31135	134,51
85504	5-796.6w	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Phalangen Fuß	31134	89,21
85503	5-796.ha	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Karpale	31133	67,24
85502	5-796.hb	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metakarpale	31132	45,20
85502	5-796.hc	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand	31132	45,20
85503	5-796.hu	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Tarsale	31133	67,24
85502	5-796.hv	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metatarsale	31132	45,20
85502	5-796.hw	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß	31132	45,20
85504	5-796.ka	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Karpale	31134	89,21
85504	5-796.kb	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale	31134	89,21
85503	5-796.kc	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-796.ku	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale	31134	89,21
85503	5-796.kv	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale	31133	67,24
85503	5-796.kw	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Fuß	31133	67,24
85503	5-796.mb	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Ringfixateur: Metakarpale	31133	67,24
85503	5-796.mu	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Ringfixateur: Tarsale	31133	67,24
85503	5-796.nc	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand	31133	67,24
85504	5-79a.06	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Distales Radioulnargelenk	31134	89,21
85503	5-79a.0a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.0b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.0d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85503	5-79a.0p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.0r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Zehengelenk	31132	45,20
85504	5-79a.15	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Proximales Radioulnargelenk	31134	89,21
85504	5-79a.16	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk	31134	89,21
85503	5-79a.17	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk n.n.bez.	31133	67,24
85503	5-79a.18	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.19	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.1a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.1b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85501	5-79a.1c	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79a.1d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk	31131	27,72
85503	5-79a.1p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk	31133	67,24
85501	5-79a.1q	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79a.1r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk	31131	27,72
85504	5-79a.1s	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humeroradialgelenk	31134	89,21
85503	5-79a.67	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Handgelenk n.n.bez.	31133	67,24
85503	5-79a.68	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.69	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulnokarpalgelenk	31133	67,24



kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85503	5-79a.6a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.6b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.6c	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.6d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85503	5-79a.6p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsometatarsalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.6q	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.6r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Zehengelenk	31132	45,20
85503	5-79a.77	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez.	31133	67,24
85503	5-79a.78	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Radiokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.79	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Ulnokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.7a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.7b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.7c	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.7d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85503	5-79a.7p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tarsometatarsalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.7q	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.7r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Zehengelenk	31132	45,20
85504	5-79a.86	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Distales Radioulnargelenk	31134	89,21
85503	5-79a.87	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Handgelenk n.n.bez.	31133	67,24
85503	5-79a.88	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radiokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.89	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulnokarpalgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.8a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79a.8b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.8c	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.8d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85503	5-79a.8p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Tarsometatarsalgelenk	31133	67,24
85502	5-79a.8q	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79a.8r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Materialkombinationen: Zehengelenk	31132	45,20
85501	5-79a.gc	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79a.gd	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79a.gq	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79a.gr	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Zehengelenk	31131	27,72
85504	5-79b.05	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Proximales Radioulnargelenk	31134	89,21
85504	5-79b.06	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Distales Radioulnargelenk	31134	89,21
85503	5-79b.0a	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Handwurzelgelenk	31133	67,24
85503	5-79b.0b	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Karpometakarpalgelenk	31133	67,24
85502	5-79b.0c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.0d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.0q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.0r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Zehengelenk	31132	45,20
85504	5-79b.0s	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Humeroradialgelenk	31134	89,21
85504	5-79b.0t	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Ellenbogengelenk n.n.bez.	31134	89,21
85504	5-79b.16	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk	31134	89,21

kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85502	5-79b.1c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.1d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.1q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.1r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehngelenk	31132	45,20
85502	5-79b.2c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.2d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.2q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.2r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Zehngelenk	31132	45,20
85503	5-79b.66	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Distales Radioulnargelenk	31133	67,24
85502	5-79b.6c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.6d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.6q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.6r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Zehngelenk	31132	45,20
85502	5-79b.7c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.7d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.7q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.7r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Zehngelenk	31132	45,20
85502	5-79b.8c	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Materialkombinationen: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.8d	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Materialkombinationen: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.8q	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Materialkombinationen: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.8r	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Materialkombinationen: Zehngelenk	31132	45,20
85502	5-79b.gc	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Metakarpophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.gd	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.gq	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Metatarsophalangealgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.gr	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Zehngelenk	31132	45,20
85503	5-79b.h4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk	31133	67,24
85502	5-79b.h5	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk	31132	45,20
85502	5-79b.h6	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk	31132	45,20
85502	5-79b.h7	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez.	31132	45,20
85502	5-79b.h8	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Radiokarpalgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.h9	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Ulnokarpalgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.ha	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Handwurzelgelenk	31132	45,20
85502	5-79b.hb	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk	31132	45,20
85501	5-79b.hc	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79b.hd	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79b.hq	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-79b.hr	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Zehngelenk	31131	27,72
85503	5-79b.hs	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk	31133	67,24
85503	5-79b.ht	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.	31133	67,24
85502	5-801.h1	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Akromioklavikulargelenk	31132	45,20
85502	5-801.h6	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Distales Radioulnargelenk	31132	45,20
85503	5-801.h7	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Handgelenk n.n.bez.	31133	67,24
85501	5-801.hq	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Metatarsophalangealgelenk	31131	27,72
85501	5-801.hr	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Zehngelenk	31131	27,72
85514	5-810.67	Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Handgelenk n.n.bez.	31144	105,16
85522	8-200.1	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal	31914	7,13
85521	8-200.4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius proximal	31912	2,85
85521	8-200.5	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiusschaft	31912	2,85
85521	8-200.6	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal	31912	2,85
85521	8-200.7	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna proximal	31912	2,85
85521	8-200.8	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft	31912	2,85
85521	8-200.9	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulna distal	31912	2,85
85521	8-200.a	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Karpale	31912	2,85
85520	8-200.b	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale	31910	1,45
85520	8-200.c	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand	31910	1,45
85521	8-200.k	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia proximal	31912	2,85



kodierte Zusatzziffer	OPS-Kode 2026	Bezeichnung OPS-Kode 2026	zuschlagsberechtigte EBM-Nr.	Bewertung in Euro <sup>1</sup> 2026
85521	8-200.m	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibiaschaft	31912	2,85
85521	8-200.n	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal	31912	2,85
85521	8-200.p	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula proximal	31912	2,85
85521	8-200.q	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibulaschaft	31912	2,85
85521	8-200.r	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal	31912	2,85
85521	8-200.s	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Talus	31912	2,85
85521	8-200.t	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Kalkaneus	31912	2,85
85521	8-200.u	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tarsale	31912	2,85
85520	8-200.v	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale	31910	1,45
85520	8-200.w	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Fuß	31910	1,45
85522	8-201.0	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidalgelenk	31914	7,13
85522	8-201.3	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sternoklavikulargelenk	31914	7,13
85521	8-201.4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk	31912	2,85
85521	8-201.5	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk	31912	2,85
85521	8-201.6	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk	31912	2,85
85521	8-201.7	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handgelenk n.n.bez.	31912	2,85
85521	8-201.8	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Radiokarpalgelenk	31912	2,85
85521	8-201.9	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ulnokarpalgelenk	31912	2,85
85521	8-201.a	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Handwurzelgelenk	31912	2,85
85520	8-201.b	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Karpometakarpalgelenk	31910	1,45
85520	8-201.c	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk	31910	1,45
85520	8-201.d	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk	31910	1,45
85521	8-201.n	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Tarsalgelenk	31912	2,85
85520	8-201.p	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Tarsometatarsalgelenk	31910	1,45
85520	8-201.q	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metatarsophalangealgelenk	31910	1,45
85520	8-201.r	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk	31910	1,45
85522	8-201.s	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kiefergelenk	31914	7,13
85521	8-201.t	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroradialgelenk	31912	2,85
85521	8-201.u	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.	31912	2,85

(<sup>1</sup>) Bei Änderung der Bewertung der zuschlagsberechtigten EBM-Nr. oder bei Anpassung des Orientierungswertes erfolgt eine Anpassung der Bewertung